

Der Praktische Tierarzt

Tab. 7: PCR-Ergebnisse: Sensibilität und Spezifität von Tränketupfern (Praxisversuch 7)

	Tränken je Tupfer	Stall 1 5.000 Puten m/a/m 0/0/5	Stall 2 5.000 Puten m/a/m 0/0/0
Ausfälle			
PCR-Test		ct-Wert A	ct-Wert A
Tupfer 01	1	28,0	neg.
Tupfer 02	1	31,8	neg.
Tupfer 03	1	29,6	34,8
Tupfer 04	1	29,9	neg.
Tupfer 05	1	29,3	neg.
Tupfer 06	1	32,1	neg.
Tupfer 07	1	31,6	neg.
Tupfer 08	1	30,6	neg.
Tupfer 09	1	30,3	neg.
Tupfer 10	1	32,7	neg.
Tupfer 10er-Pool	10	30,1	37,1

PCR-Test Normec LVL GmbH: Influenza A; m = morgens; a = abends