

Der Praktische Tierarzt

Tab. 11: Betrieb B: 9.000 Putenhähne – Influenzainfektion in der 18. Lebenswoche (Praxisversuch 10)

	Tränken je Tupfer	Stall 1 2.000 Puten	Stall 2 2.000 Puten	Stall 3 2.500 Puten	Stall 4 2.500 Puten
Ausfälle		m/a/m 0/1/9	m/a/m 0/3/6	m/a/m 4/50/150	m/a/m 0/0/0
PCR-Test		ct-Wert A	ct-Wert A	ct-Wert A	ct-Wert A
Tupfer 1	5	36,1	neg.	35,3	neg.
Tupfer 2	5	35,7	35,7	36,6	neg.
Tupfer 3	5	neg.	36,9	35,1	neg.
Tupfer 4	5	neg.	neg.	39,0	neg.
Tupfer 5	5	neg.	36,2	37,5	neg.
Tupfer 6	5	35,4	neg.	36,8	neg.

PCR-Test Normec LVL GmbH: Influenza A Indical. Influenza H5H7H9 Congen;
m = morgens; a = abends